

Поликлональное Антитело Anti-Uvrag Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9P2Y5

Артикул: CM0027727



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого UVRAG (p63, VPS38). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА. Детектирует эндогенный UVRAG в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований аутофагии, мембранного трафика и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UVRAG Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p63; DHTX; VPS38; UVRAG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7405
GeneID	7405
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 501-699 человеческого UVRAG (NP_003360.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2Y5
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом