

Моноклональное Антитело Против В-Амилоида Для If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Артикул: CM0010487



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому β -амилоиду (P05067). Валидировано для IF-P, IHC-P, DB, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным белком. Подходит для исследований болезни Альцгеймера и анализа амилоидных бляшек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	β -Амилоид, кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	351
GeneID	351
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05067
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом