

Анти-В-Амилоид(1-42) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Артикул: CM0004994



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого β -Амилоида(1-42) для WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA. Обнаруживает пептид 4 кДа, перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для исследований болезни Альцгеймера, разработки диагностических средств и изучения механизмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	β -Амилоид(1-42) кроличье МАТ
Примечания/Псевдонимы	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -Амилоид(1-42)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	351
ID гена	351
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 691-770 человеческого β -Амилоида (NP_000475.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05067
Молекулярный вес белка	4 кДа
Доставка	Сумка со льдом