

Кроличье Моноклональное Антитело Против В-Аррестина1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49407

Артикул: CM0003072



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого β -аррестина1 (ARRB1) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований сигнальных путей GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	β -arrestin1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ARB1; ARR1; β -arrestin1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	408
GeneID	408
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого β -arrestin1 (P49407)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49407
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом