

Кроличыи Поликлональные Антитела Против В-Аррестина1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49407

Артикул: CM0013360



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные на β -аррестин1 (ARRB1/ARB1/ARR1), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для изучения десенсibilизации и интернализации GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	β -аррестин1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	ARB1; ARR1; β -аррестин1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	408
ID гена	408
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 169-418 человеческого β -аррестина1 (NP_004032.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49407
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом