

Поликлональное Кроличье Антитело Против В-Катенина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P35222

Артикул: CM0018015



введение

Поликлональное кроличье антитело против β -катенина (CTNNB1), валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC, IF и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований Wnt-сигналинга и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	β -катенин, кроличье pAb
Примечания/синонимы	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -катенин
Вид	Человек
GeneID (человек)	1499
GeneID	1499
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 β -катенина человека (NP_001895.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35222
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом