

Кроличыи Поликлональные Антитела К В-Катенину Для Вб, Игг-П, Ип И Ифа - P35222

Артикул: CM0015102



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого β -катенина (CTNNB1), подходят для применения в ВБ, ИГГ-П, ИП и ИФА. Обнаруживают эндогенный β -катенин в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	β -катенин, кроличыи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; армадилло; β -Catenin
Вид	Человек
ID гена (человек)	1499
ID гена	1499
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 667-781 человеческого β -катенина (NP_001895.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35222
Молекулярная масса белка	85 кДа
Доставка	Сумка-холодильник