

Кроличий Моноклональный Анти-В-Trcp/Btrc Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y297

Артикул: CM0006350



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело к человеческому β -TrCP/BTRC, валидированное для методов WB, IHC-P и ELISA. Распознает BTRC человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований убиквитинирования и Wnt-сигнального пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий моноклональный анти- β -TrCP/BTRC антитело
Примечания/Синонимы	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Вид	Человек
GeneID (человек)	8945
GeneID	8945
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого β -TrCP/BTRC (NP_378663.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y297
Молекулярная масса белка	69 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом