

Анти-β-Trcp/Btrc Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y297

Артикул: CM0022862



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого β-TrCP/BTRC (FWD1, FBXW1) для Western blot, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для изучения убиквитин-зависимого протеолиза, NF-κB и Wnt сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	β-TrCP/BTRC кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β-TrCP/BTRC
Вид	Человек
GeneID	8945
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого β-TrCP/BTRC (NP_378663.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y297
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом