

Кроличий Поликлональный Антитело Против β 1-Адренергического Рецептора Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P08588

Артикул: CM0022732



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого β 1-адренергического рецептора (ADRB1), валидированное для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для сердечно-сосудистых и неврологических исследований в области сигнальных путей GPCR и изучения функций сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	β 1-Adrenergic Receptor Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; β 1-адренергический рецептор
Вид	Человек
ID гена (Человек)	153
ID гена	153
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 350-450 человеческого β 1-адренергического рецептора (NP_000675.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08588
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом