

Моноклональное Антитело Против Vamp1 Для Вб - P23763

Артикул: CM0004954

введение

Кролиچه моноклональное антитело к человеческому VAMP1/synaptobrevin-1, валидированное для ВБ, ИHC-P, IF/ICC, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Предназначено для исследований в области нейробиологии и траффика везикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAMP1 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Вид	Человек
ID гена	6843
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-118 человеческого VAMP1 (P23763)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23763
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Хладоэлемент