

Поликлональное Антитело Против Anti-Vamp3/Cellubrevin Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15836

Артикул: CM0026881

введение

Кроличье поликлональное антитело против VAMP3/Cellubrevin, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает VAMP3 человека, мыши и крысы. Нацелено на N-концевой домен и обнаруживает полосу 11 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VKМП3/Cellubrevin кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CEB; VAMP3/Cellubrevin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9341
ID гена	9341
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого VAMP3/Cellubrevin (NP_004772.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15836
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник