

Кроличье Моноклональное Антитело Против Vamp3/Целлюбревина Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q15836

Артикул: CM0009332

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого VAMP3/целлюбревина, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Идеально подходит для изучения эндосомального трафика и SNARE1-опосредованного везикулярного транспорта в исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAMP3/Целлюбревин Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CEB; VAMP3/Целлюбревин
Вид	Человек
GeneID (человек)	9341
GeneID	9341
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого VAMP3/Целлюбревина (Q15836).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15836
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом