


Поликлональные Антитела Против Vamp7 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P51809

Артикул: CM0022914



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого VAMP7 (SYBL1/TI-VAMP), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований лизосомального транспорта и экзоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAMP7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SYBL1; TIVAMP; VAMP-7; TI-VAMP; VAMP7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6845
ID гена	6845
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 11-70 человеческого VAMP7 (NP_005629.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51809
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом