

Анти-Vamp8 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q9Bv40

Артикул: CM0014650



введение

Поликлональные антитела кролика против VAMP8 (WB, ELISA) нацелены на человеческий VAMP8 (также известный как Endobrevin/EDB) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Они идеально подходят для изучения слияния мембран, опосредованного SNARE, аутофагии и экзоцитоза иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAMP8 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	EDB; VAMP-8; VAMP8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8673
ID гена	8673
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-75 человеческого VAMP8 (NP_003752.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BV40
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Сумка со льдом