


Поликлональные Антитела Против Vара Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9P0L0

Артикул: CM0016356



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого VAPA (VAP-A), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (ИНС-Р) и ИФА. Обнаруживают эндогенный VAPA в образцах человека и мыши. Идеально подходят для исследований контактных участков ЭПР и везикулярного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	VAPA Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	VAP-A; VAP33; VAMP-A; VAP-33; hVAP-33; VAPA
Вид	Человек
GeneID (человек)	9218
GeneID	9218
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 137-227 человеческого VAPA (NP_919415.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P0L0
Молекулярная масса белка	28кДа
Доставка	В ледяном пакете