

Поликлональные Антитела Против Vash1 Для Wb, Elisa — Q7L8A9

Артикул: CM0024932



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого VASH1 (тубулилин-Тир карбоксипептидаза 1), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют перекрестно с мышинным белком, подходят для исследования ангиогенеза и микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VASH1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	TTCP 1; KIAA1036; VASH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	22846
ID гена	22846
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-365 человеческого VASH1 (NP_055724.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q7L8A9
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Айс-бокс