

Кроличье Моноклональное Антитело Против Vasp Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P50552

Артикул: CM0011846



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого VASP, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для изучения динамики актина, активации тромбоцитов и миграции клеток. Детектирует белок массой 40 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VASP Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	VASP; вазодилататор-стимулируемый фосфопротеин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7408
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого VASP (P50552)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50552
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом