

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Vasp Для Вб, Ифа - P50552

Артикул: CM0016310



введение

Кроличьи поликлональные антитела против VASP, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА, специфически детектируют человеческий фосфопротеин, стимулируемый вазодилататорами. Идеально подходит для исследований динамики цитоскелета и активации тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи пАб против VASP
Примечания/псевдоним	VASP
Вид	Человек
ID гена (человек)	7408
ID гена	7408
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого VASP (NP_003361.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50552
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором