

Анти-Vasp Поликлональные Антитела Кролика - P50552

Артикул: CM0015398



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против VASP, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживают VASP человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения миграции клеток, адгезии и активации тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VASP кролик pAb
Примечания/Псевдоним	VASP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7408
ID гена	7408
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 VASP человека (NP_003361.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50552
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом