

Кроличья Поликлональная Антитело Против Vav1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P15498

Артикул: CM0013715



введение

Это кроличье поликлональное антитело против VAV1 валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) и демонстрирует перекрестную реактивность с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения сигнальных путей Rho/Rac GTPase в гемопоэтических клетках и онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAV1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	VAV; VAV1
Вид	Человек
GeneID	7409
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 374-590 человеческого VAV1 (NP_005419.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15498
Молекулярный вес белка	98 кДа
Доставка	В ледяном пакете