

Кроличье Моноклональное Антитело Против Vav2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P52735

Артикул: CM0009880



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий VAV2 (P52735), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафиновые срезы) и ИФА. Предназначено для исследований ангиогенеза, анализа миграции клеток и изучения сосудистой биологии; перекрестно реагирует с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAV2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	VAV-2; VAV2
Вид	Человек
GeneID	7410
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого VAV2 (P52735).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52735
Молекулярный вес белка	101 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом