

Антитело Кролика Против Vav2 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P52735

Артикул: CM0022333



введение

Поликлональное антитело кролика против VAV2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. VAV2 — это Rho GEF, участвующий в ангиогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] VAV2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	VAV-2; V2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7410
GeneID	7410
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 570-700 человеческого VAV2 (NP_001127870.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52735
Молекулярный вес белка	101кДа
Доставка	Сумка со льдом