

Кроличья Поликлональная Антитело Против Vav2 Для Вб, Ифа - P52735

Артикул: CM0027600



введение

Кроличья поликлональная антитело против VAV2, валидированная для Вестерн-блота и ИФА, распознает VAV2 человека, мыши и крысы. Исследуйте ангиогенез и сигнализацию Rho ГТРазы с помощью этого высококачественного антитела.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAV2 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	VAV-2; VAV2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7410
GeneID	7410
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 570-700 человеческого VAV2 (NP_001127870.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52735
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Сумка-холодильник