


Поликлональное Антитело Anti-Vav3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Ukw4

Артикул: CM0016604



введение

Кроличье поликлональное антитело против VAV3, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознает VAV3 человека и мыши. Подходит для исследований ангиогенеза, интегриновой сигнализации и организации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к VAV3
Примечания/синоним	VAV3
Вид	Человек
GeneID (человек)	10451
GeneID	10451
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 560-680 человеческого VAV3 (NP_006104.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UKW4
Молекулярная масса белка	98 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом