


Кроличья Моноклональная Антитела Против Vav3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Ukw4

Артикул: CM0011925



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого VAV3, валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный VAV3 — гуаниннуклеотидный обменный фактор (GEF), участвующий в ангиогенезе и сигналинге интегринов. Идеально подходит для исследований в области сосудистой биологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VAV3 Rabbit mAb
Вид	Человек
ID гена (человек)	10451
ID гена	10451
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 700-800 человеческого VAV3 (Q9UKW4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UKW4
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодильный пакет