

Моноклональное Антитело Против Vcam-1/Cd106 Для Проточной Цитометрии - P29533

Артикул: CM0012405

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный VCAM-1 (CD106), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для анализа экспрессии эндотелиального VCAM-1 в исследованиях иммунного надзора, воспаления и костного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-мышиное VCAM-1/CD106 mAb
Примечания/Альяс	CD106; Vcam-1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	7412
ID гена	22329
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 25-310 мышинного VCAM-1/CD106 (NP_035823.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P29533
Молекулярная масса белка	38 кДа/81 кДа
Доставка	С ледяным пакетом