

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Vcam-1/Cd106 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P29533

Артикул: CM0019219

### введение

Кроличья поликлональная антитело против мышиноного CD106/VCAM-1 для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Специфично к мыши, подходит для исследований адгезии эндотелиальных клеток, миграции лейкоцитов и воспаления.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CD106 кролика rAb                                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | CD106; Vcam-1                                                                                                                                         |
| Вид                       | Мышь                                                                                                                                                  |
| ID гена                   | 22329                                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-310 мышиноного CD106. (NP_035823.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                                                  |
| SWISS                     | P29533                                                                                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 81кДа                                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                                                         |