

Поликлональные Антитела Против Vcam1 (Cd106/Incam-100) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа - P19320

Артикул: CM0013821



введение

Кроличьи поликлональные антитела к VCAM1, валидированные для WB, IF-P, ELISA. Взаимодействуют с человеческим и мышиным VCAM1. Подходят для исследований адгезии лейкоцитов, воспаления и иммунного надзора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VCAM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD106; INCAM-100; VCAM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7412
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого VCAM1 (NP_001069.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19320
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка-холодильник