


Анти-Vcam1 Кроличий Polymab® Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If-P, Ihc-P, Ифа - P19320 / P29533

Артикул: CM0002985



введение

Кроличий PolymAb® против VCAM1, валидированный для WB, IF-P, IHC-P, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования адгезии эндотелиальных клеток и лейкоцитов, а также воспалительных сигнальных путей. - P19320 / P29533

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VCAM1 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	CD106; INCAM-100
Вид	Человек/Мышь
GeneID (Человек)	7412
GeneID	7412/22329
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 640-739 человеческого VCAM1 (P19320).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19320/P29533
Молекулярный вес белка	38kDa/71kDa/74kDa/81kDa
Доставка	С ледяным пакетом