


Кроличья Моноклональная Антитело Против Vcp Для Wb, If/Icc, Elisa — P55072

Артикул: CM0003286



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого VCP (p97), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует перекрестно с VCP мыши и крысы. Подходит для исследования ERAD, динамики Гольджи, репарации ДНК и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VCP Rabbit mAb
Примечания/алиасы	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
Вид	Человек
ID гена (человек)	7415
ID гена	7415
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого VCP (P55072)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55072
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом