


Кроличья Поликлональная Антитела Против Vcp Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P55072

Артикул: CM0018546



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому VCP/p97 (TERA) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеальны для исследований ERAD, аутофагии и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VCP Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7415
GeneID	7415
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 647-806 человеческого VCP (NP_009057.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55072
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом