

Кроличья Поликлональная Моноклональная Антитела Anti-Vdac 1/2/3 Polymab® Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P21796 / P45880 / Q9Y277

Артикул: CM0005419



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческих VDAC1, VDAC2 и VDAC3. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований митохондрий и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VDAC 1/2/3 Rabbit PolymAb®
Примечания/алиасы	PORIN; VDAC-1
Вид	Человек
GeneID	7416/7417/7419
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого VDAC 1/2/3 (NP_003366.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21796/P45880/Q9Y277
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом