


Поликлональное Антитело Против Vdac1 (Валидировано Методом Кн) Для Вб, Ифа — P21796

Артикул: CM0024568



введение

Кроличье поликлональное антитело к VDAC1 (анионный канал, зависимый от напряжения 1), валидированное методом КН. Подходит для ВБ и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований митохондриального транспорта и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КН] VDAC1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	PORIN; VDAC-1; [Валидировано КН] VDAC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7416
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-283 человеческого VDAC1 (NP_003365.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21796
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодильный пакет