

## Поликлональное Антитело Anti-Vdac1 / Porin Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P21796

Артикул: CM0020750



### введение

Кроличье поликлональное антитело к VDAC1/Porin для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяет VDAC1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения митохондриального ионного транспорта, апоптоза и регуляции объема клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb к VDAC1 / Porin                                                                                                             |
| Примечания/Алиасы         | PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin                                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                  |
| GeneID (Человек)          | 7416                                                                                                                                     |
| GeneID                    | 7416                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 человеческого VDAC1 / Porin (NP_003365.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФА (ELISA)                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                     |
| SWISS                     | P21796                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 31 кДа                                                                                                                                   |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                                        |