

Антитело Против Vdac1 / Porin (Поликлональное) Для Wb, IHC-P, Elisa - P21796

Артикул: CM0012835



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого VDAC1/Porin, валидированное для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондрий и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VDAC1 / Porin кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7416
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-283 человеческого VDAC1 / Porin (NP_003365.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21796
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом