

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Vdac1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P21796

Артикул: CM0003743



введение

Кроличыи моноклональные антитела к VDAC1, валидированные для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА, с перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Направлены на митохондриальный потенциал-зависимый ионный канал, участвующий в апоптозе и транспорте метаболитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональные кроличьи антитела к VDAC1
Примечания/синонимы	PORIN; VDAC-1; VDAC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7416
GeneID	7416
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21796
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодильный пакет