


Поликлональные Антитела Против Vdac2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P45880

Артикул: CM0023640



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого VDAC2 (Порин 2), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований ионных каналов внешней митохондриальной мембраны и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VDAC2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	POR; VDAC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7417
GeneID	7417
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-309 человеческого VDAC2 (NP_001171712.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45880
Молекулярная масса белка	32кДа
Доставка	Сумка-холодильник