

Кроличье Моноклональное Антитело К Vdac2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P45880

Артикул: CM0003492



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому VDAC2, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает эндогенный VDAC2 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митохондрий и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к VDAC2
Примечания/Синонимы	POR; VDAC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7417
GeneID	7417
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого VDAC2 (NP_003366.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P45880
Молекулярная масса	32 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом