


Кроличья Поликлональная Антитела Против Vdac2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P45880

Артикул: CM0024368



введение

Кроличьи pAb к VDAC2 — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Распознают неселективный потенциал-зависимый ионный канал VDAC2, порин внешней митохондриальной мембраны, участвующий в транспорте ионов и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к VDAC2
Примечания/Альтернативные названия	POR; VDAC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7417
GeneID	7417
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого VDAC2 (NP_003366.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45880
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом