

## Моноклональное Антитело Anti-Vdac3 (Валидировано Методом Kd) Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — Q9Y277

Артикул: CM0012691

### введение

Кроличье моноклональное антитело против VDAC3 (валидировано методом KD) для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на ионный канал внешней митохондриальной мембраны, участвующий в транспорте и мужской фертильности. SWISS: Q9Y277.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | [Валидировано методом KD] кроличье моноклональное антитело против VDAC3                                                 |
| Примечания/синонимы          | VDAC-3; HD-VDAC3                                                                                                        |
| Вид                          | Человек                                                                                                                 |
| Идентификатор гена (человек) | 7419                                                                                                                    |
| Иммуноген                    | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого VDAC3 (NP_005653.3) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                    | Моноклональные антитела                                                                                                 |
| Применение                   | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                          |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                                                                                    |
| SWISS                        | Q9Y277                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка     | 31 кДа                                                                                                                  |
| Условия транспортировки      | Пакет со льдом                                                                                                          |