

Кроличья Поликлональная Антитело Против Vdac3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y277

Артикул: CM0015611

введение

Кроличье поликлональное антитело против VDAC3, валидированное для вестерн-блоттинга (Western blot), IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный VDAC3; идеально подходит для исследований функции митохондрий и ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VDAC3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	VDAC-3; HD-VDAC3; VDAC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7419
GeneID	7419
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-283 человеческого VDAC3 (NP_005653.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y277
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом