


Анти-Vdr Кроличья Моноклональная Антитело Для Wb, Elisa - P11473

Артикул: CM0003946



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий VDR, валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным VDR. Подходит для изучения сигналинга витамина D3, кальциевого гомеостаза и функции рецептора желчных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VDR кроличье мкАт
Примечания/алиасы	NR1I1; PPP1R163; VDR
Вид	Человек
GeneID (человек)	7421
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого VDR (NP_000367.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P11473
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет