


Моноклональное Кроличье Антитело К Vdr Для Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa — P11473

Артикул: CM0004245



введение

Кроличье моноклональное антитело к VDR, валидированное для WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Обнаруживает рецептор витамина D3 человека, мыши и крысы (~48 кДа).

Идеально подходит для исследований гомеостаза кальция, регуляции транскрипции и сигналинга желчных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VDR Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	NR1I1; PPP1R163; VDR
Вид	Человек
GeneID	7421
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11473
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет