


Анти-Vdr Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц, Ифа - P11473

Артикул: CM0021551



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого VDR (рецептора витамина D3), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для изучения транскрипции, опосредованной витамином D3, и гомеостаза кальция.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VDR кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	NR1H1; PPP1R163; VDR
Вид	Человек
GeneID	7421
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого VDR (NP_000367.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P11473
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент