

Поликлональные Антитела Против Ve-Кадгерина Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P33151

Артикул: CM0015601

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого VE-кадгерина (CDH5, CD144), для применения в WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный VE-кадгерин, подходят для исследований биологии эндотелиальных клеток и сосудов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VE Cadherin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	7B4; CD144; VE Cadherin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1003
GeneID	1003
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 621-784 человеческого VE-кадгерина (NP_001786.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P33151
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент