

Поликлональное Кроличье Антитело К Ve-Кадгерину Для Wb, Elisa - P33151

Артикул: CM0018698

введение

Кроличье поликлональное антитело к VE-кадгерину предназначено для проведения WB и ELISA. Реагирует с VE-кадгерином человека и мыши (CD144) — ключевым белком эндотелиальной адгезии (SWISS P33151).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к VE-кадгерину
Примечания/синоним	7B4; CD144; VE-кадгерин
Вид	Человек
GeneID (человек)	1003
GeneID	1003
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 259-358 человеческого VE-кадгерина (NP_001786.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P33151
Молекулярная масса белка	88 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом