

## Кроличье Поликлональное Моноклональное Антитело Anti-Ve-Cadherin Rabbit Polymab® Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммуноферментного Анализа (Elisa) - P33151 / P55284

Артикул: CM0002778

### введение

Высококачественное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на VE-кадгерин (CDH5). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Поддерживает исследования в области биологии эндотелиальных клеток и сосудистых исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | VE-Cadherin Rabbit PolymAb®                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | 7B4; CD144                                                                                                                                |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                   |
| ID гена (Человек)                  | 1003                                                                                                                                      |
| ID гена                            | 1003/12562                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 259-358 человеческого VE-кадгерина (NP_001786.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                              | P33151/P55284                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 88 кДа                                                                                                                                    |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                                                                     |