


Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Vegf-D Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - 043915

Артикул: CM0003564



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого VEGF-D (FIGF), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой, что делает его подходящим для изучения ангиогенеза, лимфангиогенеза и сосудистой проницаемости у различных видов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VEGF-D кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	FIGF; VEGF-D
Вид	Человек
GeneID (человек)	2277
GeneID	2277
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого VEGF-D (043915)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	043915
Молекулярный вес белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент