


Кроличьи Поликлональные Антитела К Vegf-D Для Wb И Elisa - O43915

Артикул: CM0017929



введение

Кроличьи поликлональные антитела к VEGF-D нацелены на человеческий фактор роста эндотелия сосудов D (FIGF) и идеально подходят для методов WB и ELISA. Эти антитела поддерживают исследования ангиогенеза и лимфангиогенеза и производятся для обеспечения стабильных результатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАт к VEGF-D
Примечания/Синонимы	FIGF; VEGF-D
Вид	Человек
GeneID (человек)	2277
GeneID	2277
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-220 человеческого VEGF-D (NP_004460.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43915
Молекулярная масса белка	40 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом